

# PIASTRA EUTETTICA FRESCO 0 / -6° C

Ref. **P11ICETN**  
Item code **110932**

**POLIBOX®**



altezza mm.

30

380

dimensioni mm.

215

## SPECIFICHE TECNICHE PIASTRE EUTETTICHE COLD

Le piastre eutettiche sono accumulatori di freddo necessarie per il controllo della vostra catena del freddo in tutte le circostanze: trasporto di prodotti sensibili nel settore sanità e agroalimentare, diffusore di freddo per il mantenimento della temperatura nei vostri contenitori o refrigeratori.

L'alta prestazione dei nostri liquidi refrigeratori e dei loro contenitori permettono una lunga restituzione di freddo nel tempo e durata delle nostre piastre eutettiche.

### ISTRUZIONI E MODALITA' D'USO:

Posizionare la piastra eutettica orizzontale nel congelatore per **12 ore** minimo prima dell'utilizzo.

### IMPORTANTE:

NON LAVARE IN LAVASTOVIGLIE LA PIASTRA EUTETTICA!



Temperatura di esercizio da -6°C a 0°C



Freezer

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Resistente durante il congelamento  
Angoli rinforzati  
Qualità degli alimenti, prodotto non tossico  
Polietilene ad alta densità  
Saldatura ad ultrasuoni  
Tenuta eccellente  
Fabbricazione francese

Peso: + / - 2200 gr

Per aiutarvi a identificare il liquido eutettico contenuto nella piastra che serve per la vostra catena del freddo, vedere la tabella seguente:

SIBERIN	0°C / -6°C	-18°C	12h

vai al sito [www.polibox.com](http://www.polibox.com)